

TUNAP

DE805 Contenitore in plastica

Contenitore in plastica da 50 ml per analisi chimiche di residui solidi.



Caratteristiche

- ✓ Vaso in plastica
- ✓ Capienza: 50 ml
- ✓ Con guarnizione per evitare perdite
- ✓ Con sigillo per analisi chimiche

Area di applicazione

- ✓ Per analisi chimiche di residui solidi

Istruzioni

Aggiungere i residui solidi e chiudere il flacone con guarnizione e tappo. Applicare il sigillo e stringerlo bene.

Accessori necessari	Numero articolo	Unità di confezionamento
Analisi Residui solidi	2100580	1 PZ

