

## 19230 AC Druckbecherpistole mit Sonde

airco well® Spezialwerkzeug zur Reinigung und Durchspülung des Klimaanlageverdampfers mit airco well® 994 Hygiene-Reiniger für Klimaanlage gemäß der VDI/ZDK Richtlinie 6032.



### Eigenschaften

- ✓ Druckbecherpistole zur mechanischen Reinigung des Verdampfers gemäß VDI/ZDK Richtlinie 6032
- ✓ Pistolenkopf in Vollmetallausführung
- ✓ Fassungsvermögen 1 Liter
- ✓ Maximale Druckbelastung 10 bar
- ✓ Inkl. Metallsonde (gerade, kurz) zur Verdampferdurchspülung
- ✓ Sonde bis zu 45 Grad biegsam, zur einfacheren Anpassung an die jeweiligen Luftkanäle
- ✓ Schnellkupplung zur Sondenaufnahme
- ✓

### Vorteile

- ✓ Druckbecherpistole mit biegsamer Sonde zum einfachen Erreichen des Verdampfers durch die Luftkanäle.

### Anwendungsgebiet

- ✓ Reinigung des Klimaanlage Verdampfers gemäß der VDI/ZDK Richtlinie 6032.

### Anleitung

AC Druckbecherpistole 19230 mit 1 Liter airco well® 994 Hygiene-Reiniger befüllen und druckluftseitig anschließen. Den Verdampfer mit dem gesamten Inhalt durchspülen. Fahrzeugspezifische Anleitungen finden Sie hier: <https://haendler.aircowell.com/haendler/fragen-und-antworten/arbeitsanleitungen.php>  
Vor der Anwendung die Service Information des Reinigers für Klimaanlage beachten.

### Hinweis

- ✓ Klimaanlage-Reinigung gemäß der VDI/ZDK Richtlinie 6032 – nur in Verbindung mit einer Reinigung der Pollenfilterbox mit airco well® 998 oder 996 und der Reinigung des Verdampfers mit airco well® 994.
- ✓ Gebrauch der AC Druckbecherpistole 19230 ausschließlichen mit dem airco well® 994 Hygiene-Reiniger für Klimaanlage.
- ✓ Nach Einfüllen des Reinigers diesen spätestens nach 60 Min. vollständig aufbrauchen.

Produktbezeichnung	Inhaltsgewicht	Artikelnummer	Verpackungseinheit
AC Druckbecherpistole mit Sonde	1,04 kg	1401216	1 STK

