

airco well®

996 Środek do pojemnika filtra przeciwpylekowego

Specjalny higieniczny środek do obudowy filtra przeciwpylekowego i sąsiadujących odpowietrzników. Bez uczulających zapachów i barwników.



Właściwości

- ✓ Czyści obszar filtra przeciwpylekowego i sąsiadujące odpowietrzniki
- ✓ Opóźnia ponowne tworzenie się drobnoustrojów (np. grzybów, bakterii)
- ✓ Bezpieczny dla środowiska naturalnego
- ✓ Intensywny efekt czyszczenia dzięki optymalnemu zwilżaniu

Obszar zastosowania

- ✓ Higieniczne czyszczenie obudowy filtra przeciwpylekowego i sąsiadujących odpowietrzników układu klimatyzacji
- ✓ Przy każdej wymianie filtra przeciwpylekowego

Instrukcja

Przestrzegać informacji serwisowych SI 996. Przy wymianie filtra przeciwpylekowego spryskać obudowę filtra przeciwpylekowego i sąsiadujące odpowietrzniki układu klimatyzacji, a następnie wytrzeć ściereczką nie pozostawiającą włókien. Zoptymalizowana obsługa dzięki sondzie natryskowej.

Opis produktu	Zawartość	Numer artykułu	Jednostka opakowania
Środek do pojemnika filtra przeciwpylekowego	75 ml	1102671	24 szt
Dodatkowe akcesoria		Numer artykułu	Jednostka opakowania
Sonda rozp. do obudowy filtra przeciwpylek., 0		1400741	1000 szt



Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są wynikiem starannie przeprowadzonych testów. Należy je rozumieć jako zalecenia zgodne z najlepszą wiedzą producenta w zakresie zastosowania opisywanego produktu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z uwagi na wiele możliwych zastosowań i różnorodność metod pracy z produktem. W związku z tym, domniemany nie jest żaden obowiązek umowny, a także żadne pomocnicze zobowiązania nie wynikają z umowy sprzedaży, która może zostać zawarta. Informacje o produkcie są ważne tylko w najnowszej, aktualnej formie. TUNAP Polska Sp. z o.o | ul. Józefa Poniatowskiego 51 | 05-220 Zielonka | +48 22 812 50 34 | Tunap.pl

PI 996 20230821

TUNAP.pl